



Savršena njega za  
vaše instrumente



assistina

# Savršeno održavanje produljuje radni vijek instrumentima



## Prednosti Assistina održavanja

Automatska rotacija osigurava optimalnu raspodjelu ulja i stvaranje ravnomjernog filma za podmazivanje. Nečistoća se otapa i uklanja. Radni vijek instrumenata značajno se produljuje, a servisni se troškovi smanjuju.

## Dodatne značajke

Zahvaljujući automatskom sustavu za doziranje ulja, uštrca se samo mala količina ulja tijekom svakog ciklusa održavanja - kako bi se omogućilo optimalno i učinkovito podmazivanje.

## Savršeno u uređaju Assistina:

### W&H Service Oil F1

W&H Service Oil F1 je proizvod W&H istraživanja koji vam pruža sigurnost optimalne njege svih W&H instrumenata.

# Održavanje na dodir gumba: s otopinom za čišćenje i sredstvom W&H Service Oil F1

Pritiskom na gumb automatski počinje postupak održavanja – kružno naizmjenično unutarnje podmazivanje i čišćenje sa završnim propuhivanjem komprimiranim zrakom. Jednostavno, praktično, sigurno. Za savršeno održavanje instrumenata spremnih za sterilizaciju potrebno je samo 35 sekundi.



**01** Priključite instrument.  
Zatvorite poklopac.



**02** Pritisak na gumb.  
Automatski se pokreće program održavanja.



**03** Nakon 35 sekundi završava se postupak čišćenja i podmazivanja, ostavljajući instrument u savršenoj formi.

**Assistina 301 plus uređaj za zračno čišćenje i održavanje namijenjen je za**

- > nasadnike i koljičnike
- > turbine (osim turbina sa zračnim ležajevima)
- > zračne mikromotore
- > žračni ultrazvučni skidači kamenca

**Prednosti automatskog održavanja instrumenata uređajem Assistina**

- > Čišćenje i podmazivanje unutarnjih komponenti W&H servisnim uljem
- > Čišćenje vodenih i zračnih kanala spreja tekućinom za čišćenje
- > Propuhivanje sa komprimiranim zrakom

**Moguća začepljenja sprej kanala uzrokovana nakupljanjem kamenca – sada je manja!**

Uređaj Assistina čisti i ispire pomoću tekućine za čišćenje na bazi alkohola a zatim suši unutarnje komponente stlačenim zrakom.

**Potpuna čistoća**

Assistina je prijateljski naklonjena prema okolišu. Uređaj ne samo da savršeno čisti instrumente, već zbog pogona komprimiranim zrakom, čini opće plinove, otapala i dozatore suvišnim. Sustav isisavanja s filtrom dodatno osigurava čisti zrak.

# Tehnički podaci / Assistina sustav adaptera

Slike služe samo kao ilustracija.  
Dodatna oprema nije uključena uz proizvod.



Vrsta:	Assistina 301 plus
Vrijeme ciklusa:	pribl. 35 sek.
Kapacitet servisnog ulja u spremniku:	250 ml za pribl. 3.500 ciklusa održavanja
Kapacitet tekućine za čišćenje u spremniku:	250 ml za pribl. 2.500 ciklusa održavanja
Priključak:	priključak za komprimirani zrak s brzom okretnom spojkom za zračno crijevo Ø 6 x 4 mm, 1/8" ženski navoj
Komprimirani zrak:	protok tlaka 4–10 bara (automatsko reguliranje zraka)
Potrošnja zraka:	pribl. 60 l/min.
Visina/širina/dubina:	223 x 190 x 415 mm
Težina:	2,70 kg

	Direktni priključak	Osnovni adapter* za fiksni priključak 4 otvora	Dodatni adapter**
<b>NASADNICI I KOLJIČNICI</b>			
Svi s ISO priključkom	•		
Koljičnici s odvojitivim glavama			•
Sirona T1			•
FG stezni sustav (W&H, Sirona)			•
NSK koljičnici s odvojitivim glavama			•
<b>TURBINE, UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE KAMENCA NA ZRAK I ZRAČNI MOTORI</b>			
W&H s Roto Quick spojkom		•	•
Ostali sa brzom okretnom spojkom		•	Brzu okretnu spojku za fiksni priključak 4 otvora treba naručiti od proizvođača
Ostali s fiksnim priključkom 4 otvora (sa ili bez svijetla)		•	
Ostali s fiksnim priključkom Borden 2(3) otvora		•	•
Sirona TS2 i TM1		•	•
Adapter Multiflex®***-System		•	•
NSK za fiksni priključak 4 otvora			•
NSK za fiksni priključak 2(3) otvora			•

\* uključeno kao standardna oprema \*\* opcijsko \*\*\* Multiflex® je registrirana robna marka Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland

Točne podatke o različitim adapterima za uređaj Assistina možete pronaći na [wh.com](http://wh.com).  
Naručite Assistinu od vašeg lokalnog dobavljača.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com